

KIT RESINA PROVISÓRIOS

CONTEÚDO: Refine Bright A1 (25g); Refine Bright A2 (25g); Refine Bright A3 (25g); Refine Bright Líquido (20ml), Super Filme (10 ml) e Solvente para Super Filme (20 ml).

Produto de Uso Único

COMPOSIÇÃO QUÍMICA REFINE BRIGHT: Pó: Polimetilmetacrilato, iniciador de polimerização e pigmento. Refine Bright Líquido: Metilmetacrilato e iniciador de polimerização. **Super Filme:** Álcool Etilico, pigmento azul, dióxido de titânio, álcool isopropílico, óleo mineral, etileno glicol, tensoativo. Solvente para Super Filme: Álcool Etilico, álcool isopropílico, óleo mineral, etileno glicol, tensoativo.

INDICAÇÃO DE USO

Refine Bright: Refine Bright é uma resina acrílica odontológica auto-cura rápida, destinado a confecção de coroas provisórias, mock-up, casquete para moldagens, restaurações de próteses totais ou parciais fraturadas, etc. Proporcionado grande contração de endurecimento, auto padrão de acabamento e brilho.

Super Filme: O produto é indicado para ajuste de pontos de contato, contatos oclusais, contatos interproximais, interferências internas de copings ou coroas totais, interferências nos movimentos de lateralidade de coroas totais, jaquetas de porcelanas pura, laminados, lentes de contato, onlays, inlays, prótese fixa, faceta laminada e núcleo.

INSTRUÇÃO DE USO

REFINE BRIGHT

Técnica do Pincel:

Umedecer a ponta do pincel com o líquido, tocar o pó, que será aderido à sua superfície. Em seguida, aplicar sobre o preparo ou local desejado. Remover o excesso da resina do pincel com papel absorvente. Repetir este processo sucessivamente até a quantidade desejada para a confecção do elemento, conserto de próteses totais ou parciais ou reembasamento. Para o reembasamento, levar em boca a cada adição de material para ajustar a adaptação da coroa (antes do produto polimerizar totalmente). Após a polimerização da resina, remover com cuidado e fazer os ajustes, acabamentos e polimentos necessários.

Coroas Provisórias – Técnica de Moldagem:

Obter moldagem antes do preparo do dente ou do modelo de enceramento diagnóstico em alginato ou silicone. Misturar o pó e líquido do Refine Bright na cor desejada na proporção 1g de pó para 0,5 ml de líquido na quantidade necessária para confecção do elemento. Verter a mistura na moldagem no local do dente a ser confeccionado e levar à boca ou ao modelo de gesso com o elemento já preparado (devidamente isolado). Aguardar até a resina polimerizar. Remover com cuidado o elemento da moldagem, provar no paciente e se necessário fazer o reembasamento. Após a polimerização, fazer os ajustes, acabamentos e polimentos necessários. Para melhor performance do produto, utilizar o Refine Bright Pó e Líquido da mesma marca.

Super Filme:

Dentistas: Use no caso de ajuste interno e proximal de próteses. Super Filme Kota é facilmente retirado. Basta retirar com água de seringa tríplice.

Protéticos: Usar em troques. Nos casos de ajustes interno e proximal de próteses (troques, jaquetas, inlays, onlays, facetas laminadas), núcleos e nos casos de ajuste de contato oclusal prematuro, considerar o modo de uso: passar o carbono líquido na parte interna da coroa. Aguardar 5 a 10 segundos para o produto secar (a superfície perde o brilho). Em seguida levar a peça até o preparo e onde houver interferência o carbono se soltará, mostrando o local exato para o desgaste. O Super Filme é facilmente retirado com água e no consultório utilizar a água da seringa tríplice.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Refine Bright: Não armazene este produto próximo ao fogo, sob a luz direta do sol ou em local com alta temperatura. Não usar para outros fins além dos que foram citados na Instrução de Uso do produto. Não toque diretamente no líquido ou na mistura de pó e líquido. Em caso de contato direto com a pele, limpe com algodão com álcool e lave com água corrente. Em caso de contato com os olhos, lave com água corrente em abundância e consulte um médico imediatamente. Não retornar as sobras do pó ou líquido usado para o recipiente original. Informar os pacientes as medidas de higiene necessárias. Não escovar excessivamente. Não mergulhar em álcool ou substâncias agressivas a materiais acrílicos. Não use ou misture com outros produtos em pó ou líquidos de resina de outra marca. Uso do fogo é estritamente proibido. Ventile bem a sala enquanto manipula os produtos. Se inalado, vá para um local arejado. Se ocorrer tontura, procure atendimento médico imediatamente. Para evitar a inalação de pó, use sempre uma máscara e um coletor de pó ao trabalhar. Use óculos de proteção. Até a colocação na boca, mantenha a resina polimerizada em água para eliminar eventuais resíduos monômeros. Pó solidificado pode ser gerado dependendo de sua umidade ou temperatura. Mexa para soltar. O produto é destinado apenas para uso profissional. Se o paciente ou profissional apresentar algum sintoma de hipersensibilidade, pare de usar o material e consulte imediatamente um médico. Este produto pode causar reações alérgicas, como erupções cutâneas e dermatites em pacientes hipersensíveis ao monômero de metacrilato ou outros componentes da fórmula.

Super Filme: O produto é destinado apenas para uso de profissionais da odontologia. Se o Super Filme ficar espesso, basta acrescentar gotas do solvente e agitar até obter a consistência final. Em casos de contato acidental com a pele e a mucosa, enxaguar com água e para casos de ingestão acidental, procurar um médico.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Refine Bright: Guarde em local fresco (1 - 30°C), longe da fonte de calor ou da luz solar direta. Sempre feche o material após o uso.

Não armazene os produtos em grandes quantidades. Coloque um extintor de incêndio na área de trabalho e na área de armazenamento. Manter o produto em sua embalagem original. Manter fora do alcance de crianças. Manter sob supervisão constante.

Super Filme: O produto deve ser armazenado em local fresco, seco e longe do calor. Para conservar sua qualidade, o produto deve ser mantido em sua embalagem original e bem tampado.

CONTRAINDICAÇÕES

Refine Bright: O produto deve ser utilizado para a finalidade a qual se destina, seguindo suas instruções de uso. Não use este produto em paciente que seja previamente alérgico a monômero de metacrilato e que tenha apresentado sintomas como erupções cutâneas, dermatites e coceira.

Super Filme: O produto não apresenta contraindicações e restrições de uso, no entanto, recomenda-se que o uso fique restrito aos profissionais da odontologia.

DATA DE VALIDADE E LOTE DE FABRICAÇÃO: Vide embalagem de cada produto.

KOTA

desde 1992

Refine Bright - Fabricado por:

Yamahachi Dental MFG CO - Japão
54-1, Ochigara, Nishiura-Cho, Gamagori, Aichi-Pref, 443-0105

Importado e Distribuído por:

KOTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 68.174.788/0001-96
Rua Inácio Cervantes, 1019 – Parque Ipê
São Paulo – SP, Brasil – CEP 05572-000

Super Filme - Fabricado por:

KOTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 68.174.788/0001-96
Rua Inácio Cervantes, 1019 – Parque Ipê
São Paulo – SP, Brasil – CEP 05572-000

Notificação ANVISA nº 10370540082

RT: Dra. Gláucia Kazumi Kobo Tamake – CRO-SP 17508
SAC: +55 11 4615-9200 – sac@kotaimp.com.br

 kotaimp.com.br

 sac@kotaimp.com.br

 /kotagrupo

 /grupo-kota

 @grupokota