

KIT ACABAMENTO E POLIMENTO PARA RESINA COMPOSTA

CONTEÚDO: Pasta Poli I (1 unidade); Pasta Poli II (1 unidade); Foto Gloss Pasta (1 unidade); Mini Mandril (2 unidades); Roda de Feltro Macia (2 unidades); Mini Feltros (3 unidades).

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Pasta Poli I: Ultrapeg, Etileno Glicol, Carbonato de Cálcio, Quartzo Micronizado, Corante, Pedra Pomes, Óxido de Alumínio. Pasta Poli II: Ultrapeg, Etileno Glicol, Carbonato de Cálcio, Quartzo Micronizado, Óxido de Alumínio. Pasta Fotogloss: Ultrapeg, Etileno Glicol, Carbonato de Cálcio, Quartzo Micronizado e Diamante em pó, Roda de Feltro Dura e Mini Feltros: Fibra de lã. Mini Mandril: Latão.

INDICAÇÃO DE USO

Os materiais do Kit para Acabamento e Polimento destinam-se a promover o acabamento e brilho final em resina composta, proporcionando um polimento fino na restauração. Produtos de Uso Único.

Pasta Poli I e Poli II: As pastas POLI I e POLI II são indicadas para acabamento inicial e brilho de resina fotopolimerizável, amálgama e esmalte de dentes naturais.

Pasta Fotogloss: A Pasta Fotogloss é indicada para o polimento de restaurações em resina fotopolimerizável.

Mini Mandril: Indicado para procedimentos interdentaes, utilizado para adaptação de discos de feltro para promover o polimento de dentes ou próteses odontológicas.

Roda de Feltro Macia: Utilizado em conjunto com o mini mandril, indicado para o polimento e brilho de provisórios. Pode ser utilizado com o auxílio de pastas para polimento.

Mini Feltros: Utilizado em conjunto com o mini mandril, são discos indicados para polimento e brilho em resina, indicado para provisórios. Pode ser utilizado com auxílio de pastas para polimento.

INSTRUÇÕES DE USO

Mini Mandril

Realizar a assepsia do mini mandril com sabão e antisséptico suave e esterilizar em autoclave. Retirar o mini parafuso, encaixar a roda de feltro na ponta do mandril e parafusar até a fixação total da roda de feltro. Após o uso, desparafusar e descartar a roda de feltro em local apropriado. Realizar a limpeza do mini mandril e esterilizar em autoclave.

Roda de Feltro Dura e Mini Roda de Feltro

Montar a roda de feltro na ponta do mini mandril em contra ângulo, operando em baixa rotação. Após o uso, descartar o produto em local apropriado.

Pasta POLI I, POLI II e FOTOGLOSS

Aplicar uma pequena quantidade do produto sobre uma roda de feltro já montada. Trabalhar em baixa rotação, efetuando leves movimentos sobre a superfície do material restaurador e/ou dente natural. Prosseguir até alcançar um brilho natural.

Acabamento e brilho em resina fotopolimerizável.

Após o acabamento com pontas diamantadas ou brocas multilaminadas, utilizar as pastas sequenciais POLI I e POLI II para polimento em resina composta com o auxílio de mini-feltros (ou taça de borracha) e mini mandril em contra ângulo de baixa rotação.

Lavar abundantemente com água para remover os resíduos das pastas POLI I e POLI II.

Em seguida, utilizar a pasta FOTOGLOSS para o brilho final em outro feltro montado em baixa rotação, por meio de movimentos leves sobre a superfície. Remover o produto com água.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Não utilizar o mandril em alta rotação. Realizar a assepsia do mandril com sabão e antisséptico suave e esterilizar em autoclave.

O feltro deve ser adequadamente descartado após o uso.

Recomenda-se que o uso seja restrito aos profissionais da área de odontologia.

O produto deve ser utilizado até a data de validade descrita na embalagem.

CONTRAINDICAÇÕES

O produto não apresenta contraindicações quando utilizado para a finalidade a qual se destina, seguindo suas instruções de uso.

Recomenda-se que o uso seja restrito aos profissionais da área de odontologia.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Conservar os produtos em local seco e arejado, ao abrigo da luz e do calor.

Manter os produtos em suas embalagens originais.

Manter o produto fora do alcance de crianças.

VALIDADE: Vide embalagem de cada produto.

KOTA
desde 1992

Fabricante:

KOTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ 68.174.788/0001-96

Rua Inácio Cervantes, 1019 – Jd. Ipê - CEP 05572-000 - São Paulo/SP – Brasil

SAC: +55 (11) 4615-9200 - sac@kotaimp.com.br

Notificação ANVISA nº 10370540083

Resp. Técnica: Dra. Glauca K. K. Tamake – CRO/SP 17508

 kotaimp.com.br

 sac@kotaimp.com.br

 /kotagrupo

 /grupo-kota

 @grupokota