

KIT POLIMENTO E BRILHO PARA CERÂMICAS/DENTES

CONTEÚDO: Crystar Past 2g (1 unidade); Mini Mandril (2 unidades); Roda de feltro dura (2 unidades); Mini Feltros (3 unidades).

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Crystar Past: Ultrapeg, Etileno Glicol, Carbonato de Cálcio, Quartzo Micronizado, Corante e Diamante em pó. Roda de Feltro Dura e Mini Feltros: Fibra de lã. Mini Mandril: Latão.

INDICAÇÃO DE USO

Os materiais do Kit para Polimento e Brilho destinam-se a promover o polimento e brilho final em próteses fixas, onlays, inlays, laminados em cerâmica e esmalte de dentes naturais. Produtos de Uso Único.

Crystar Past: Pasta de uso odontológico, indicada para polimento e brilho em cerâmicas, metalocerâmicas, inlays, onlays, laminados e para o esmalte em dentes naturais.

Mini Mandril: indicado para procedimentos odontológicos, utilizado para adaptação de discos de feltro para promover o polimento e brilho de dentes ou próteses odontológicas.

Roda de Feltro Dura: utilizado em conjunto com o mini mandril, indicado para polimento e brilho de porcelanas e dentes. Pode ser utilizado com auxílio de pastas para polimento e brilho.

Mini Feltros: utilizado em conjunto com o mini mandril, são discos indicados para polimento e brilho em cerâmicas e dentes. Pode ser utilizado com auxílio de pastas para acabamento, polimento e brilho.

INSTRUÇÕES DE USO

Mini Mandril

Realizar a assepsia do mini mandril com sabão e antisséptico suave e esterilizar em autoclave. Retirar o mini parafuso, encaixar a roda de feltro na ponta do mandril e parafusar até a fixação total da roda de feltro. Após o uso, desparafusar e descartar a roda de feltro em local apropriado e realizar a limpeza e esterilização em autoclave do mini mandril.

Roda de Feltro Dura e Mini Roda de Feltro

Montar a roda de feltro na ponta do mini mandril em contra ângulo, operando em baixa rotação. Após o uso, descartar o produto em local apropriado.

Crystar Past

Dispersar uma pequena quantidade do produto sobre uma roda de feltro já montada no micromotor. Trabalhar em baixa rotação, efetuando leves movimentos sobre a superfície do material restaurador e/ou dente natural. Prosseguir até alcançar o brilho natural na peça, restauração ou dente.

USO EM PRÓTESES FIXAS E METALOCERÂMICA

Após o desgaste com pontas diamantadas ou pontas montadas de carbeto de silício, dar acabamento com lixa de granulação média e granulação fina e finalizar com borracha. Faça o polimento e brilho com Crystar Past, utilizando roda de feltro meio duro. O acabamento ficará como glaze. Ao final remover o produto com água.

USO EM INLAYS, ONLAYS E LAMINADOS DE PORCELANA

Em casos de inlays e onlays em porcelana, não realizar o ajuste oclusal antes da peça estar definitivamente cimentada.

Quando houver necessidade de desgaste em contatos prematuros e interferências, usar pontas de silicone e dar o brilho final com Crystar Past, usando mini feltro e mini mandril.

Casos de laminados de porcelana faz-se necessário inúmeros ajustes na região incisal, devido interferências dos movimentos protusivos e latero protusivos, além de ajustes estéticos. Ao término desses procedimentos, efetuar o acabamento com pontas de silicone e brilho final com Crystar Past usando mini feltro. Ao final remover o produto com água.

USO EM PORCELANA GLAZEADA

Caso o profissional realize algum desgaste para ajuste da peça, não será necessário outro glaze, basta usar Crystar Past com roda de feltro meio macia. Ao final remover o produto com água.

USO EM ACABAMENTO E BRILHO DE ESMALTE (DENTES NATURAIS)

Após o uso da pasta profilática, dar acabamento com lixa de granulação média e granulação fina e finalizar com borracha para deixar a superfície bem lisa. Em seguida, utilizar Crystar Past para o brilho final. Remover o produto com água. Com este procedimento o profissional eliminará placas bacterianas e poderá remover possíveis manchas de nicotina em pacientes que fazem uso do tabaco.

USO EM RETIRADA DE BRAQUETES

Após a retirada dos braquetes, fazer a profilaxia com pasta profilática, dar acabamento com lixa de granulação média e granulação fina e finalizar com borracha para deixar a superfície bem lisa. Dar o brilho final com Crystar Past e mini feltro. Ao final, remover o produto com água.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Não utilizar o mandril em alta rotação e o feltro deve ser adequadamente descartado após o uso. Recomenda-se que o uso seja restrito aos profissionais da área de odontologia.

O produto deve ser utilizado até a data de validade descrita na embalagem.

Após o uso, desparafusar e descartar a roda de feltro em local apropriado.

Realizar a assepsia do mini mandril e esterilizar em autoclave.

Manter o produto fora do alcance das crianças.

CONTRAINDICAÇÕES

O produto não apresenta contraindicações quando utilizado para a finalidade a qual se destina, seguindo suas instruções de uso.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Conservar os produtos em local seco e arejado.

Conservar ao abrigo da luz e do calor.

Manter os produtos em suas embalagens originais.

VALIDADE: Vide embalagem de cada produto.

KOTA
desde 1992

Fabricante:

KOTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ 68.174.788/0001-96

Rua Inácio Cervantes, 1019 – Jd. Ipê - CEP 05572-000 - São Paulo/SP – Brasil

SAC: +55 (11) 4615-9200 - sac@kotaimp.com.br

Notificação ANVISA nº 10370540081

Resp. Técnica: Dra. Glaucia K. K. Tamake – CRO/SP 17508

 kotaimp.com.br

 sac@kotaimp.com.br

 /kotagrupo

 /grupo-kota

 @grupokota