

KOTA

KOTA EVO



KOTA EVO

FORNO 2 EM 1 – PRENSA PORCELANAS INJETADAS E QUEIMA PORCELANAS CONVENCIONAIS

O KOTA EVO é o mais novo forno desenvolvido pela KOTA Equipamentos, que vem com nova tecnologia em seu sistema, garantindo maior precisão na prensagem e na queima, além da *garantia estendida por 1 ano e 6 meses.

CARACTERÍSTICAS

- Novo sistema de elevador – alta precisão e controle;
- 80 programas para porcelanas convencionais e 20 programas para porcelanas injetadas;
- Não necessita de ar comprimido;
- Prensagem de cerâmica e precisão na força;
- Design projetado para simplificar o trabalho do profissional em termos de usabilidade e estética.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- 110 ou 220 V (consulte a tensão do forno);
- Consumo máximo: 1300 Watts;
- Fusível: 20 A;
- Corrente máxima da tomada da bomba de vácuo: 10 A;
- Temperatura máxima: 1150°C;
- Altura: 542 mm;
- Largura: 298 mm;
- Profundidade: 420 mm;
- Peso líquido: 17 kg;
- Peso bruto: 19,2 kg;
- Frequência: 50-60 Hz;
- Cor: preto com acabamento em aço inox escovado.

