



KOTA

Kuraray Noritake

Um cimento para todos os seus casos!


PANAVIA™ V5

Todas as vantagens dos cimentos do mercado em apenas um material. Com quase o dobro do poder de adesão de sua versão anterior, o Panavia™V5 une simplicidade da técnica, previsibilidade e estética em longo prazo, tanto para casos anteriores como posteriores.



RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO

Fonte: Kuraray Noritake Dental Inc.



ESTÉTICA EM LONGO PRAZO

As pastas do PANAVIA™V5 estão disponíveis em três cores livres de amina: universal (A2), clear e opaco. Isso assegura estabilidade de cor e durabilidade da estética dos tratamentos. Com as pastas Try-in que possuem a cor exata do cimento polimerizado é possível maior previsibilidade em casos estéticos antes da cimentação definitiva.



AMPLAS INDICAÇÕES

- Facetas e lentes de contato
- Coroas
- Próteses fixas e adesivas
- Onlays e inlays
- Prótese sobre implantes
- Núcleos e pinos

ALTERAÇÃO DE COR AO LONGO DO TEMPO

Pela ausência de aminas terciárias, o Panavia™ V5 apresenta menos alteração da cor que seus concorrentes a longo prazo.

Fonte: Kuraray Noritake Dental Inc.



KOTA

kotaimp.com.br
55 11 4615 9200

SAC
55 11 4615 9205
sac@kotaimp.com.br