






KOTA

 55 11 4615.9200

 kotaimp.com.br

 sac@kotaimp.com.br

 [/kotagrupo](https://www.facebook.com/kotagrupo)

 [@grupokota](https://www.instagram.com/grupokota)



KOTA

METAIS

LIGA METÁLICA

CERAM CAST T

Liga de níquel-cromo com titânio para trabalhos em cerâmicas.

Ceram Cast T é uma liga metálica odontológica à base de níquel-cromo para uso na confecção e reabilitação das estruturas de próteses dentárias.

A liga Ceram Cast T pode ser revestida com todas as cerâmicas dentais, como, Noritake, Ceramco, Vita, Shofu, bem como com outras porcelanas de grãos médios comercialmente disponíveis.



CERAM CAST N

Liga de níquel-cromo com berílio para trabalhos em cerâmicas.

Ceram Cast N é uma liga metálica odontológica à base de níquel-cromo para uso na confecção e reabilitação das estruturas de próteses dentárias.

A liga Ceram Cast N pode ser revestida com todas as cerâmicas dentais, como, Noritake, Ceramco, Vita, Shofu, bem como com outras porcelanas de grãos médios comercialmente disponíveis.



PRODUTO PARA ESCOAMENTO DE METAIS

CERAM CAST FLUX

Fluxo para solda de alta fusão para liga de níquel-cromo.
Produto para melhorar o escoamento entre a liga e o metal.



SOLDA PARA METAIS

N SOLDER

Solda para liga de níquel-cromo, com temperatura de fusão de 1.010 °C.
81% Ni - 8% Cr

