

KOTA

PRENSA
PROGRESS



PRENSA PROPRESS

Características

- Sistema de Pressão Pneumático
- Sistema eletrônico de acionamento digital microprocessado com temporizador de processo
- Sistema de alarme sonoro indicativo de término de processo
- Suporte de anéis total em aço inox e com dois encaixes de tamanhos diferentes (padrão 35mm e 50mm)

Especificações

- Alimentação do Equipamento: 100-240V Bivolt
- Consumo máximo: 50 Watts
- Altura: 400mm
- Largura: 220mm
- Profundidade: 253mm
- Peso Líquido: 6,850Kg
- Peso Bruto: 7,400Kg
- Frequência: 50-60Hz
- Cor: Preto

