

KOTA

Dentes Artificiais FX TRI

Conteúdo: Placas contendo 6 ou 8 unidades.

Produto de uso único.

Composição: Polimetilmetacrilato, Sílica, EGDMA, TMPTMA, Dióxido de Titânio, Carbono e Óxido Férrico.

Indicações de Uso: Para tratamento de pacientes que requeiram próteses totais ou parciais.

Precauções, Restrições, Orientações e Modo de Usar: vide Instruções de Uso.

Armazenamento e Conservação: Manter o produto em local limpo, seco e longe de contato com luz direta.
Informar aos pacientes as medidas de higiene necessárias.
Não mergulhar em álcool ou substâncias agressivas a materiais acrílicos.

Fabricado por:

YAMAHACHI DENTAL MFG.,CO. – JAPÃO

Importado e Distribuído por:

KOTA IMPORTS LTDA.

CNPJ: 00.325.031/0001-12

Rua Íris Memberg, 150 | Vila Jovina | Cotia – SP | CEP: 06705-150

Registrado por:

KOTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – EPP

CNPJ: 68.174.788/0001-96

Rua Inácio Cervantes, 1019 | Parque Ipê | São Paulo – SP | CEP: 05572-000

SAC: +55 11 4615 9200 | sac@kotaimp.com.br

Vide Instruções de Uso ou acesse: kotaimp.com.br

Responsável Técnica: Dra. Gláucia Kazumi Kobo Tamake – CRO/SP 17508

ANVISA N.º: 10370540049

Lote n.º:

Data de fabricação:

Validade: 10 anos após a data de fabricação.

KOTA IMPORTS LTDA

kotaimp.com.br

SAC 55 11 4615 9200 | sac@kotaimp.com.br

Rua Íris Memberg, 150

Vila Jovina - Cotia, SP | CEP 06705 150

55 11 4615 9200